

Máy phân tích nhiệt gang lỏng —

Thông số kỹ thuật

NANJING XINQIYUAN DETECTION
EQUIPMENT CO., LTD.

Mã tài liệu: XQY-DOC-M04 | Phiên bản: V1.0 | Ngày phát hành: 2026-08

Giới thiệu sản phẩm

Máy phân tích nhiệt XQY-TG dùng để kiểm tra nhanh thành phần gang lỏng trong xương đúc; sau khi rót vào cốc mẫu, C%, Si% và CEL được xác định tự động trong 1–2 phút.

Thông số kỹ thuật chính

Hạng mục	Thông số
Hạng mục đo	CEL, C%, Si%, nodularity, tensile strength, Brinell hardness, undercooling, etc.
Cacbon tương đương (CEL)	2.50 – 4.80% $\pm 0.08\%$
Hàm lượng cacbon (C%)	2.30 – 4.20% $\pm 0.05\%$
Hàm lượng silic (Si%)	0.60 – 3.80% $\pm 0.10\%$
Tỷ lệ cầu hóa	60 – 99% $\pm 5\%$
Màn hình	15-inch LCD monitor
Nguồn điện	AC 100 / 220 V, 50 / 60 Hz, 40 W
Kích thước	410 × 340 × 150 mm, 8 kg

Lưu ý sử dụng

- Sử dụng đầu dò và phụ kiện do công ty chúng tôi cung cấp để đảm bảo độ chính xác.
- Để biết thêm tài liệu kỹ thuật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com